

TE501A

PLATAFORMA VIBRATORIA



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga la bolsa de plástico alejada de los niños, ya que esta podría causarle la asfixia.
- Verifique que el producto se encuentre en buenas condiciones y asegúrese de que la maquina no este dañada. Antes de usarla por primera vez.
- El masajeador es solo para uso personal, la maquina no es para uso comercial.
- El vendedor no se responsabilizara de daños conscientes o causados por uso inapropiado.
- Nunca tire del enchufe por el cable.
- El masajeador no es adecuado para niños.
- No salte sobre la plancha o la maquina, esto puede dañar la misma.
- En caso de daño visible, deje de utilizar la maquina. Desenchúfela y contacte un técnico. Esto puede provocar un choque eléctrico.
- No intente nunca reparar los daños usted mismo, consulte su vendedor o su centro de atención al cliente.
- Después de cada utilización, se debe apagar y desenchufar la maquina.
- Antes de limpiar la maquina, apáguela y desconéctela de la red.
- Si utiliza el producto sobre una alfombra, certifíquese de que las salidas de ventilación no estén bloqueadas.
- Deberá hacer algunos ejercicios de calentamiento antes de empezar el uso de la máquina.
- Aumente gradualmente la velocidad y duración de los ejercicios.
- Solo esta permitido su uso a una persona de cada vez.
- Mujeres embarazadas NO PUEDEN USAR ESTA PLATAFORMA.
- Si se siente inconfortable o mareado, para inmediatamente de usar la máquina. Consulte a su medico de inmediato, si: se siente enfermo, siente dolor en las articulaciones u otros puntos, tiene un ritmo cardiaco exageradamente acelerado o si tiene algún otro síntoma inusual.
- Si no hace deporte desde hace mucho tiempo, si tiene problemas de corazón. Perturbaciones circulatorias o problemas ortopédicos, deberá consultar a su médico antes de usar la máquina.
- Por favor mantenga el masajeador seco y alejado del agua. Asegúrese de que los componentes eléctricos no se mojen.
- Limpie el masajeador con una tela húmeda y sin detergentes químicos.
- Este artículo no esta preparado para personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, sin supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- No permita a los niños usar el producto sin supervisión, para que no jueguen con el.
- Si el cable esta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su agente o por alguien con calificaciones semejantes, para evitar riesgos.

ADVERTENCIA

- Es peligroso que desmonte la máquina usted mismo.
- Es peligroso poner la mano en el espacio por debajo de la superficie donde se pisa .
- Para evitar daños en la máquina y ruido, pise con ambos pies y no se ubique solo en un costado de la plataforma.

IMPORTANTE


Conecte esta unidad solo a una salida de 220v con la correspondiente conexión a tierra. Si esta conexión faltara o fuera defectuosa puede sufrir una descarga eléctrica por acumulación de corriente estática y el equipo puede dañarse irreversiblemente. Si el cable de conexión a red se daña concorra a un service especializado para su reparación o cambio. No intente hacerlo por sus propios medios ya que corre riesgo de recibir una descarga eléctrica peligrosa para su salud.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL DEL USUARIO


- Si tiene algún traumatismo, no use esta máquina.
- Si esta enfermo no use esta máquina.
- Los niños no pueden usar esta máquina solos.
- Mujeres embarazadas o en periodos de menstruación no están aptas para el usar esta máquina.


Instrucciones para el armado

- 1) Retirar la base del embalaje y colocarla en el suelo de costado.
- 2) Atornillar cada uno de los tres pies ajustables grandes a la base



- 3) Atornillar cada uno de los pies ajustables chicos a la base





- 4) Insertar el cable de alimentación principal dentro del poste (08)
- 5) Fijar el poste a la base (01) con los 4 bulones de cabeza hexagonal (44 y 20)
- 6) Fijar las barras agarraderas (05) inferiores a la base con 4 bulones hexagonales (19 y 45)
- 7) Ensamblar las barras agarraderas superiores (04) a las inferiores (05) con tornillos (28)
- 8) Fijar la barra agarradera superior (04) al poste (08) por medio de las 2 tuercas y bulones (37 y 40)
- 9) Conectar los sensores ,1 en cada barra agarradera superior (04), y el cable de alimentación principal del poste a la pantalla o computadora (16).
- 10) Fijar la pantalla o computadora (16) al poste con los soportes permanentes en el poste utilizando los 4 tornillos (28) de cabeza hexagonal.

Visualización de datos


1. SPEED (velocidad): 1-20, unidades de 1.
2. TIME (tiempo): 0-30 minutos, unidades de 1.
3. BODY FAT (grasa corporal): 0-50 %, unidades de 1.

Introducción a las operaciones:

1. En el modo de comienzo rápido, el **Masajeador turbo** se detiene automática en 30 minutos.
2. Si por error se presiona el botón equivocado, sonará un silbido.
3. Las 24 luces indican los diferentes niveles. Cada nivel dura 5 segundos


UNO. Modo de comienzo rápido

Encienda la unidad



DOS. Modo seleccionando tiempo y velocidad

Encienda la unidad



PROGRAMA BODY FAT



MODO DE USO

1. Encienda el interruptor de energía.
2. Presione el botón A (programas)



En la primera pantalla ubicada a la izquierda, podrá visualizar los diferentes programas, (P1, P2, P3,-1) Pulse esta tecla hasta alcanzar la opción “-1” (Programa de medición de masa corporal).



La pantalla ubicada en el centro de la computadora empezara a titilar.

3. El primer dato que deberá ingresar es el sexo. Utilizando los botones + y -



Seleccione el Sexo (1: Femenino, 2: Masculino),



FEMENINO



MASCULINO

Confirme con el botón TIME/ SELECT.



4. A Continuación deberá indicar la edad, el valor pre-establecido es 20

Utilizando los botones + o -,



Seleccione su edad y confirme con la tecla
TIME/ SELECT



5. El siguiente paso es seleccionar la altura, la misma se encuentra indicada en centímetros, el valor pre-establecido es: 170 cm
Utilizando los botones + o -,



Confirme el ajuste con la tecla TIME/ SELECT.



6. El último dato a ingresar es el peso, el valor preestablecido es: 70kg

Seleccione su peso Utilizando la el botón + o -.



y confírmelo con la tecla TIME/ SELECT



7. Apoye ambos manos en los sensores que se encuentran en los bárrales lateras de la plataforma, la computadora calculara e indicara su masa corporal después de algunos segundos.
8. Regrese al modo de inicio presionando el botón START/ STOP.



Valores de índice de Masa Corporal

Menor a 18	Por debajo del peso normal.
18 - 25	Peso normal de la persona.
25 - 30	Sobrepeso.
30 - 35	Obesidad Grado 1.
Mayor a 40	Obesidad Grado 2.



Surex Argentina S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el término de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de compra, en condiciones de uso normal.

Este producto fue diseñado para uso familiar exclusivamente, por lo tanto la presente garantía no cubre daños producidos por la utilización comercial o profesional de este producto.

La presente garantía cubre los defectos de fabricación. No se considerarán los reclamos efectuados por los daños resultantes de accidentes, golpes o uso impropio, contrario a su finalidad original, o por encima de la resistencia técnica de los materiales constitutivos.

El manual de uso e instrucciones de armado del producto, forma parte del presente certificado de garantía.

En caso de necesitar la provisión de repuestos o servicio técnico de productos fuera de garantía diríjase a :

Av. Hipólito Irigoyen 2175
(1870) Avellaneda Pcia. de Buenos Aires
Tel. (011) 4208-5427 Fax: (011) 4218-2727
e-mail:service@semikon.com.ar

El usuario del producto que necesitara solicitar el cumplimiento de la presente garantía, deberá comunicar la misma, a la dirección y teléfono indicada arriba. Un representante del servicio de Post Venta de Surex Argentina S.A., indicará los pasos a cumplimentar para ser beneficiado con la correspondiente reparación.

Es imprescindible la exhibición de la factura de compra, en el acto de solicitar la efectivización de la garantía.

DATOS DEL VENDEDOR DATOS DEL COMPRADOR

COMERCIO NOMBRE Y APELLIDO
DOMICILIO DOMICILIO
LOCALIDAD LOCALIDAD
TELEFONO TELEFONO
FECHA DE VENTA PRODUCTO MODELO